



- | | |
|---------------------|---|
| 1. 比色箱 | 2. 观察筒 |
| 3. 透明样品架 | 4. 有色玻璃架(11块) |
| 5. 灯泡(4只, 其中两只备用) | 5. 比色皿(6只, 其中
10mm2只, 1寸3只,
$5\frac{1}{4}$ 寸1只) |
| 7. 开关 | 8. 固体样品架(未备) |
| 9. 标准白板(4块, 其中两只备用) | 10. 粉末样品盒(1只) |
| 11. 胶体样品盒(未备) | |

本仪器(如图)主要由比色箱, 观察筒, 罗维朋有色玻璃组, 两块标准白板和一系列不同类型的样品容器组成。

数据记录表

附录:

测量日期: 年 月 日

第 页

样品名称	测量数据						六色玻璃滤						比色皿规格	
	红	黄	亮	亮度	亮度	透明度	红	橙	黄	绿	蓝	紫		
样品(1)	21.0			0.7	0.7		21.0							
样品(2)	15.5	2.5	2.5			2.5	15.5							
样品(3)	14.5	35.0				14.5								
样品(4)		28.0	2.0	1.5	1.5	2.0		35.0						1寸
样品(5)	2.0		18.6					26.0				18.6		
样品(6)			15.0	0.9	0.9							15.0		
样品(7)		1.2	11.3			1.2						10.1		
样品(8)	1.2	8.0												
样品(9)	10.5	18.0	1.2	0.7	0.7	1.2	2.5	8.0						
样品(10)	3.4	12.0	2.3			2.3		2.2	14.6					1寸
样品(11)	17.3	15.0	15.0			1.5	5.3	9.7						1寸
样品(12)	1.5	14.0	9.0						13.5					
样品(13)		2.5	11.0	1.2	1.2	2.5			5.0	9.0				
样品(14)	8.5										2.5	6.0		

作“暗度”，当测量中必须使用中性滤色片时，样品称为“亮”。中性滤色片值作为“亮度”记录下来。

例：在某次比色中测得：红 10.0；黄 7.0；蓝 3.0，三种原色都用上了，其中最低的数值—蓝 3.0—即为“暗度”（红 3.0，黄 3.0，蓝 3.0）余下红 7.0，黄 4.0，红和黄等量结合为橙色即有橙 4.0，红 3.0，所以该样品称为“暗红橙色”。

在附表中，有一组样品颜色的记录数据，可供参考。用户可按附表的格式制成记录册作数据记录，以便长期保存。

四、保养

4.1 更换灯泡

仪器的灯泡在累计使用时间约 100 小时时，必须更换，以保证最佳的色温状态。但要注意：两只灯泡必须同时更换。

4.2 保持清洁

滤色片及其容易脏的光学元件(如比色皿等)必须定期清洗，比色箱内壁白色涂料也应尽量避免被污染，以保证仪器的精度及重复性。

五、仪器的成套

5.1 比色箱 1 只，

5.2 附件箱 1 只，

5.3 合格证 1 份，

5.4 说明书 1 份。

附表：

2. 2 比色箱

比色箱由一金属壳体构成，外表面呈银灰色，内表面喷有均匀的无光白漆，箱内两只 60 瓦钨丝灯与样品视场和参考视场各成 45 角。由两块金属板隔成的光线漫反箱，用以保证这两个视场有相同的照明条件。箱体后面板上有上下两孔，分别放置标准白板和被测样品。比色箱前部有两块金属导槽片，滤色玻璃片支架可在槽中自由移动，导槽片上有一个可插入观察筒的插孔。箱盖有两颗滚花螺丝和一个后夹条固定，盖上配有一个可拆卸的比色皿支架，能安置长度小于 150 毫米的比色皿。电源开 / 关按钮装在箱体前面板上，同时控制两只灯泡。

2. 3 罗维朋色玻璃组

由 84 片红、黄、蓝和中性滤色片组成的罗维朋色玻璃组分别被固定在 11 块标有刻度的框架上，其中红、黄两种分为 0.1~0.9, 1.0~9.0, 10.0~70.0, 蓝色分为 0.1~0.9, 1.0~9.0, 10.0~40.0, 中性色片分为 0.1~0.9, 1.0~3.0。

2. 4 观察系统

在观察筒内有一光学系统，使光线通过 90° 转折并把视场分为两部分，一半观察样品，另一半观察玻璃，使操作者能选择正确的色玻璃组合与样品颜色相配。观察筒内还有一块蓝色校正滤色片，它使操作者在符合标准的罗维朋观察条件下工作。

三、操作方法

3. 1 安装

从附件箱中取出观察筒插入孔内，将一块白色标准板挂在仪器背后的上面一个孔上(若测透明样品，则将两块白板都挂

上), 接通电源 (220V), 并按开关检查灯泡性能, 安装就绪, 即可预备样品, 开始测量。

3. 2 样品预备

样品可分为透明体和不透明体, 在测量中分别用透射光、和反射光。标准白板和样品的正确放置, 对于测量结果的重复性是十分重要的。

3. 2. 1 不透明样品

测不透明物体的颜色, 如墨汁、布料、粉末、胶状物, 塑料等, 可分别先用适当的样品容器, 如胶状物盒(矩形盒), 粉末盒(配有螺旋压盖)或固体样品架, 装好后, 将样品盒挂在仪器背后的下面孔上, 即可通过反射光来实现比色目的。

3. 2. 2 透明液体

将透明液体注入比色皿中, 放在可拆样品架的前端, 并用尼龙小滑块固定之, 即可开始测量。

测透明液体时, 其颜色的深度与所用比色皿的长度尺寸有关。因此在记录比色结果时, 必须同时记录所用比色皿长度尺寸。但应特别注意的是: 样品颜色深度与其厚度并不一定成比例关系, 如: 用 20 毫米比色皿测出的结果的二分之一代替 10 毫米比色皿所测的结果, 是完全错误的。把液体稀释一倍就认为液体的颜色深度可取一半, 也是不对的。

在没有具体标准的情况下, 选用比色皿规格时应注意尽量使样品颜色不超过 20 罗维朋单位, 因为在 3 到 10 罗维朋单位之间颜色分辨率最好, 超过此值, 分辨率就逐渐下降。

3. 3 比色方法

首先, 操作者的座位, 高度要适当, 以便直接在观察筒上观察。座位应避免面向窗口或使较强光线进入眼睛, 最好面向

白色或中性色的无窗墙壁。观察时，眼睛凝视时间不宜过长，因为眼睛随着疲劳分辨能力将会下降，宁可分步观察，而不要长时间地连续观察。

观察视场中，左半部显示样品颜色，右半部颜色通过移动有色玻璃来调节。测量时，左手按下前面板上的按钮，右手分别调节红、黄、蓝玻璃，直至左右二部分颜色完全一致，说明被测样品颜色等于仪器标定的颜色。测量结果从金属导槽片上的读数孔中读得，把每一种原色的数字分别加在一起，记在记录册上。

当一种或二种原色的有色玻璃调节到最接近样品的颜色，但暗于样品时，可以利用中性滤色片减弱样品的亮度。其数字仪作为亮度数据单独记录下来，而不能用任何方法与颜色玻璃值结合。这里必须注意：当三种原色的玻璃都被用于比色时，中性滤色片就不能再用上去了，只能采取减少有色玻璃的方法来使颜色达到匹配。

3. 4 颜色命名

目前用三原色记录某一颜色的方法较为普遍。但有些部门为了更加方便或某种特殊需要，把光谱带分为六个主要成分，用这六种颜色能描述任何一种颜色，下面介绍这种分法的颜色命名：

红：橙—红与黄的结合，如果黄占多数，即为黄橙色，反之则为红橙色；黄、绿—黄与蓝的结合，若黄占多数，即为黄绿色，反之，则为蓝绿色；蓝、紫—红与蓝的结合，若红占多数，为红紫色，反之，则为蓝紫色。

以上各种颜色名词都可分为“暗”和“亮”，当三种原色都被用于比色时，该样品称为“暗”，其中最弱的一种原色值不称

罗维朋比色计开箱说明

开箱后打开仪器外壳，请取出如下物件再使用仪器：

- 1、灯泡下面的泡沫纸。
- 2、打开上槽板，取出色片架中间的泡沫纸和干燥剂。

后原样放回再使用仪器。

- 3、使用仪器时应把附件中的白板扣到仪器后面的螺钉上。

地址：杭州市拱墅工业园区祥茂路 36 号
电话：0571-88971438 88989349 88975318
网址：<http://www.hzmz17.com>

邮编：310011
传真：0571-88975318
Email：hzmzyq@163.com

WSL-2 型罗维朋比色计

使 用 说 明 书

杭州麦哲仪器有限公司（原杭州大成光电）